


JMS

一次性使用延长管

— Disposable Extension Tube —



制造厂

地址：中国辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号

电话：0411-87611733 87632726

传真：0411-87612300 87630093

邮编：116600

网址：www.jmsdl.com

大连 **JMS** 医疗器具有限公司

JMS DALIAN MEDICAL SUPPLY CO., LTD.



一次性使用延长管

Disposable Extension Tube


产品特点



微量注射延长管

内径细小，减少药液残留；通常与注射泵、三通等配套使用。

规格	长度范围
ET-G-1	1450mm
	1500mm
	1500mm 带夹子
	2000mm



输液延长管

与一次性输液器配套使用；用于增加输液器长度。

规格	长度范围
ET-G-2	420mm
	810mm
	1250mm
	1500mm
ET-I-2	1250mm 混住用
ET-R-4	1800mm Y字型



高压延长管

与高压注射器配套使用；能承受2兆帕的高压。

规格	长度范围
ET-H-1	1450mm 带螺旋
	1750mm 带螺旋



血液净化专用延长管

用于透析器和灌流器的连接

规格	长度范围
ET-G-4	350mm
	470mm 带采血件