



杰菲德®
JFEED®

立足于人与医疗之间...

The Bridge to Good Health Care

鼻肠管

用于输送营养
剂或胃肠减压


提供多种
临床通用的
连接样式

医用聚氨酯
(TPU) 材质,
可在人体留置
60天



营养领域
一次性使用鼻肠管

一次性使用鼻肠管



接头

◆ 可提供ISO新标准接头，避免误接，连接更安全。

导丝

◆ 韧性好，提高操作性。

管体

◆ 医用聚氨酯(TPU)材质，耐腐蚀，可留置60天。

显影线

◆ 整体贯通，显像清晰。

重力锤

- ◆ “橄榄型”设计，置管顺畅，有效减轻患者不适感。
- ◆ 一“锤”四“孔”，增大出液量，避免导丝滑出。
- ◆ 非金属材料，可进行MRI检查。

类型	接头式样	导管管径	导管长度(cm)	导丝	重力锤	包装数
鼻肠管	竹节 / ISO	5Fr、6Fr、8Fr	80、120	带导丝	带重力锤	10套×5盒=50套
	竹节 / ISO	10Fr、12Fr	80、120	带导丝	带重力锤	10套×12盒=120套

禁忌内容和注意事项详见说明书

大连JMS医疗器具有限公司
地址:辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号
电话:0411-87611733(总机) 87611734(销售)

北京分公司
地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼302室
电话:010-68288395

公司公众号:大连JMS医疗器具有限公司
公司网站:www.jmsdl.com

产品注册证号:辽械注准20242140004
广告审批号:辽械广审(文)第290101-08386号



分类号:D-3124B2402-F
修订号:B
修订日期:2025年8月