



杰菲德®
JFEED®

立足于人与医疗之间...

The Bridge to Good Health Care

鼻胃管

用于胃内营养
及胃肠减压


提供多种
临床通用的
连接样式

医用聚氨酯
材质,可在人体
留置60天



营养领域
一次性使用鼻胃管

一次性使用鼻胃管



接头

◆ 可提供ISO新标准接口,避免误接,连接更安全。

导丝

◆ 韧性好,提高操作性。

管体

◆ 医用聚氨酯(PU)材质,耐腐蚀,
可留置60天。

显影线

◆ 整体贯通,显像清晰。

出液口

◆ “前”“侧”式开口设计,增大出流量,
有效防止堵管。

类型	接头式样	导管管径	导管长度(cm)	导丝	包装数
鼻胃管	竹节 / ISO	3Fr、4Fr	40/60/90	无导丝	10套×5盒=50套
	竹节 / ISO	5Fr、6Fr、7Fr	40/50/60/70/90	导丝可选	10套×5盒=50套
	竹节 / ISO	8Fr	40/80/120	导丝可选	10套×5盒=50套
	竹节 / ISO	10Fr/12Fr/14Fr/15Fr/16Fr	120	导丝可选	10套×12盒=120套

大连JMS医疗器具有限公司

地址:辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号
电话:0411-87611733(总机) 87611734(销售)

北京分公司

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼302室
电话:010-68288395



产品注册号:辽京辽药监械注准20140101



立足于人与医疗之间...

分类号:D-3124B2402-F

修订号:A

印刷日:2024年3月